



SILLA ELECTRICA R300

AYUDAS TRACCIÓN CENTRAL

Silla de ruedas eléctrica de tracción central R300. Extremadamente compacta y maniobrable. Hasta 135 kg de capacidad y sólo 78 cm de longitud total sin reposapiés.

[Saber Más](#)

Referencia: 4996

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Descripción

Silla de ruedas de tracción central R300. Muy manejable y fácil de usar. Ideal para espacios reducidos, ascensores pequeños... Mando posicionable a derecha o a izquierda (especificar) Sus 6 ruedas, 4 de ellas con suspensión independiente, le permiten adaptarse a terrenos irregulares. Radio de giro extremadamente pequeño: 118 cm Disponible en dos colores: Burdeos y gris perla. Asiento giratorio (permite acceder de lado), con respaldo alto ajustable en inclinación y reposacabezas. Características básicas: Ancho total: 61 cm - Peso total: 81 kg (puede separarse el asiento de la estructura para su transporte) - Capacidad de carga: 136 kg - Autonomía teórica: 35 km (la autonomía real es bastante inferior y depende del peso del usuario, pendiente, terreno...) - Potencia motor: 320 W - Velocidad máxima: 7 km/h - Pendiente máxima: 6º o 10,5%