



# SILLA ELEVADOR WC COMODE PRACTICA AYUDAS AD500

Elevador de asiento inodoro con reposabrazos y altura graduable.  
Modelo AD500 de ETAC.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 928

**Precio:** €105.00

**Categorías:** [ELEVADORES Y COMPLEMENTOS WC](#)

## Descripción

Silla WC robusta y resistente. El asiento puede ajustarse en altura y ligeramente en ángulo de inclinación para que sea más fácil levantarse. Este asiento es muy ligero, lo que permite trasladarlo con comodidad. Fabricada en aluminio y plástico de gran calidad. Características: Ancho asiento: 46 cm Fondo asiento: 41 cm Altura de asiento: 42-57 cm Ancho total: 54 cm Orificio WC: 22 x 30 cm Peso máximo usuario: 130 kg