



# SILLA ELEVADOR WC COMODE PRIMA AD500U

El elevador para WC PRIMA con reposabrazos y altura regulable.  
Posibilidad de añadir una cubeta complementaria.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 8637

**Precio:** €89.00

**Categorías:** [ELEVADORES Y COMPLEMENTOS WC](#)

## Descripción

Práctico elevador de wc con patas regulables en altura de 40 a 60 cm. Asiento desmontable en forma de "U". Facilita la higiene íntima. Robusta y resistente. Desmontable para su traslado con mayor comodidad. Fabricada en aluminio y plástico de gran calidad. Características: - Peso máximo usuario: 190 kg - Distancia entre reposabrazos: 52 cm - Ancho total: 58 cm - Fondo total: 51 cm - Regulable en altura de 40 a 60cm