



# SILLA GADES VARIO TRANSIT RUEDA 300 ANCHO VARIABLE

Silla de ruedas GADES GAP de acero. muy robusta con muy buenos acabados. Fabricada en acero, permite ajustes propios de una gama superior. Seguramente la mejor silla que se puede comprar al precio indicado por Catsalut.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2279

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

## Descripción

Silla de ruedas de rueda pequeña apta para interior / exterior con prolongador de freno de mano. Características generales: La silla más competitiva y versátil de la familia GADES La más resistente y duradera del mercado, soporta 140 kg. También la más ligera, desde 15,5 kg en la versión con rueda de 300mm Ø y la única silla standard de acero ligero que se adapta a las necesidades de sedestación de cada usuario. Con una altura total de 94,5 cm y un largo total de 106/ 108 cm. - Reposabrazos Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines. Altura regulable de 22 a 25 cm Profundidad regulable desde 26 a 37 cm Blandos y confortables Desmontables - Reposapiés Regulables en altura, abatibles hacia dentro y fuera (22/ 23,5/ 25 cm). Desmontables Robusta y duradera Fabricada con resistente tubo de acero ligero de 25mm de diámetro. Ligera Diseñadas para los usuarios y acompañantes que precisan una silla standard lo más ligera posible. - Ruedas Delanteras de poliuretano (PU) antipinchazos de 200 mm Ø Traseras de PU antipinchazos de 300mm Ø Frenos con sistema de retroceso automático, de alta calidad que requieren poco esfuerzo. - Asiento Profundidad de 40/ 44 cm Altura 51 cm Altura respaldo 43 cm Tallas 39-42-45-48 El ancho total de la silla varía en función de su talla. Los valores son los siguientes: Talla 39: 56 cm Talla 42: 59 cm Talla 45: 62 cm Talla 48: 65 cm