

# SILLA KITTOS URBAN

Silla Kittos, silla de ruedas eléctrica plegable Kittos de Totalcare (antes guidosimplex), Una silla eléctrica compacta y ligera, ideal para viajes, espacios reducidos... De construcción robusta y con la garantía de una de las empresas más emblemáticas.



[Saber Más](#)

**Referencia:** 3641

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

La silla eléctrica plegable más ligera y compacta del mercado. No necesitará más de 3 segundos para reducir sus dimensiones e introducirla en el maletero del vehículo. Gracias a su reducido tamaño, su fácil sistema de plegado, y su bolsa de transporte, es la silla ideal para viajes y desplazamientos. Equipada baterías de litio que le permiten una mayor potencia y autonomía. Disponible en color Plata y en dos versiones, URBAN Y COUNTRY La versión country viene equipada con ruedas traseras macizas todo terreno de 315 mm, ideal para terrenos irregulares. Las dos versiones incluyen BOLSA DE TRANSPORTE. La urban tiene las mismas características, pero la rueda trasera es algo más pequeña, lo que la hace más manejable en espacios reducidos. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS KITTOS-COUNTRY LONGITUD TOTAL 870 mm ANCHO TOTAL 630 mm ALTURA TOTAL 910 mm RUEDAS DELANTERAS 200 mm LLANTA TRASERA 3150 mm PESO CON BATERÍAS 25 Kg VELOCIDAD MAXIMA 7.2 kmph PESO MÁXIMO SOPORTADO 150 kg DISTANCIA AL SUELO 50 cm PENDIENTE MÁXIMA 8-12 grados ALTURA MÁXIMA BORDILLOS 40 mm RADIO DE GIRO 1200 mm SUSPENSION Delante y detrás FRENO Electro-magnéticos TIPO DE ASIENTO Asiento acolchado ANCHO DEL ASIENTO 430 mm POTENCIA DEL MOTOR 200W, 4600 r.p.m. BATERIA (1) 12V. 20 Ah. PESO BATERIAS 3.5 kg AUTONOMIA 30km CARGADOR 5A Externo ELECTRÓNICA Interruptor, indicador de batería, control de velocidad. TECNOLOGIA PG-VSI