



SILLA PARA EVACUACIONES AMBULANCE CHAIR AD823

Silla de ruedas para evacuaciones y transferencias. Super estrecha. Debe ser manejada por dos personas, una delante y otra detrás, como si fuera una camilla. Se suministra con cinturón. Se pliega cuando esta fuera de uso ocupando un mínimo de espacio.

[Saber Más](#)

Referencia: 1030

Precio: €205.00

Categorías: [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

Descripción

Silla de ruedas para evacuaciones y transferencias. Super estrecha. Debe ser manejada por dos personas, una delante y otra detrás, como si fuera una camilla. Se suministra con cinturón. Se pliega cuando esta fuera de uso ocupando un mínimo de espacio. peso máximo usuario: 100 kg peso total: 7.5 kg ancho asiento: 35 cm ancho total: 52 cm fondo total: 87 cm