

# SILLA RUEDAS COUNTRY TEYDER R600

Silla de ruedas de acero con buenas prestaciones y buena relación calidad precio. Diseño moderno y robusto y rueda extraíble de serie.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3574

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)



## Descripción

+Extracción rápida de ruedas traseras. +Reposabrazos abatibles. +Reposapiés abatibles, desmontables y regulables en altura. +Ruedas delanteras y traseras macizas que no requieren mantenimiento. +Color metalizado, azul o naranja. +Antivuelcos opcionales. Medidas: largo total: 105 cm Anchos de asiento disponibles: 41, 43 y 45 Ancho total: 60, 62 y 64 cm respectivamente Hasta 150 kg de capacidad 17,9 kg de peso total