



SILLA RUEDAS LIGERA KARMA S-ERGO 125

Silla de ruedas ligera Karma S125. Silla ligera de aluminio con muy buenos acabados y cuidados detalles. Autopropulsable, con ruedas extraíbles, asiento S Ergo de Karma, tapicería extraíble...

[Saber Más](#)

Referencia: 5266

Precio: €459.00

Categorías: [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

Descripción

Silla ligera desde 12,70 kg de peso total. Con opción de rueda de tránsito con freno de acompañante, o ruedas autopropulsables, con apoyapiés desmontables, apoyabrazos abatibles de perfil ergonómico, doble tapizado de asiento, doble cruceta y el patentado sistema de asiento S-Ergo. Es una silla de diseño atractivo, compacta y resistente, manteniendo la ligereza y la comodidad de los productos Karma. Incluye de serie: ruedas ligeras extraíbles, asiento S ergo, reposabrazos abatibles, respaldo partido (facilita transporte en coche) y detalles como palanca de freno abatible. Opciones con cargo: freno de acompañante, pernera elevable... Su principal ventaja es su ligereza y suavidad de movimiento. Medidas ancho asiento 41 cm Anchura total: 59 cm, Largo total con reposapiés: 102 cm, capacidad total: 115 kg Medidas ancho asiento 46 cm Anchura total: 64 cm, Largo total con reposapiés: 102 cm, capacidad total: 115 kg