



# SILLA SALVAESCALERAS YACK961 APEX COMPACTA ASIENTO INCORPORADO

Salvaescaleras compacto YACK 961. Incorpora silla de transporte y es apropiado para espacios muy reducidos. Su diseño permite el uso incluso en escaleras de caracol.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 15442

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SALVAESCALERAS](#)

## Descripción

Características básicas: - desmontable - reposapiés y reposabrazos plegable - batería desmontable que se puede cargar por separado - Asidero del conductor ajustable y graduable. Dimensiones (largo x ancho x alto) 63 x 51 x 116 - 152 cm Peso máximo soportado 130 kg Peso con baterías 43 kg Peso de la base 23 kg Peso de las baterías 4,5 kg Peso del timón 7,1 kg Peso del respaldo 3,3 kg Peso del asiento con los reposapiés 5,1 kg Altura máxima de escalón 21 cm Anchura mínima del escalón 80 cm Espacio mínimo de maniobra 70 x 70 cm Velocidad 12 escalones/min. Autonomía 500 escalones Autonomía en reserva 20 escalones Tipo de motor 220W - 24V (2500 rpm) Los sistemas salvaescaleras siempre requieren estudio personalizado de viabilidad y formación sobre su uso. Si necesita un salvaescaleras, contacten con nosotros y estudiaremos su caso.