

SPINOMED MEDI TALLA


Spinomed® es una ortesis de espalda que contribuye activamente a fortalecer la musculatura del torso, aliviando y corrigiendo la columna lumbar y torácica. ORTESIS FINANCIABLE POR LA SEGURIDAD SOCIAL. ESTE PRODUCTO REQUIERE ADAPTACION POR UN ESPECIALISTA!

[Saber Más](#)

Referencia: 3377

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [ORTESIS DE TRONCO](#)



Descripción

Artículo de ortopedia técnica que no puede venderse online. Spinomed® es una ortesis de espalda que contribuye activamente a fortalecer la musculatura del torso, aliviando y corrigiendo la columna lumbar y torácica en el plano sagital (plano a lo largo del cual se mueve la columna vertebral en la dirección de flexión y enderezamiento). Es adecuado para fracturas osteoporóticas del cuerpo vertebral, así como para todas las indicaciones que requieren alivio y/o corrección de la columna lumbar/torácica, o en las restricciones de movimiento en el plano sagital, como por ejemplo: - fracturas vertebrales osteoporóticas de la columna torácica y/o lumbar - osteocondrosis juvenil - cifosis con dolor crónico de espalda Otros aspectos destacados del nuevo Spinomed®: El sistema de tamaño optimizado garantiza un manejo del paciente aún más individual con un mejor ajuste durante el movimiento. El nuevo acolchado de la espalda ofrece una mayor comodidad de uso y un control de la temperatura eficiente. Las asas a ambos lados propocionan un cierre sencillo sin necesidad de fuerza. Junto con la férula de espalda, el sistema de correas ejerce una fuerza de tracción palpable sobre el área de la pelvis y de los hombros. Cada vez que los pacientes vuelven a una postura incorrecta (espalda encorvada), la ortesis de espalada Spinomed le recuerda la postura correcta a través de una ligera presión. Los pacientes tensan la musculatura en el área de torso como acto reflejo y lo vuelven a enderezar con su propia fuerza muscular. Este proceso se denomina también "Principio de biofeedback ". Esto también conlleva a: - Fortalecimiento de los músculos abdominales y de la espalda. - Reducción del dolor y de la propensión a fluctuar. - Mejora de la capacidad vital y de la calidad de vida. Disponible en varias tallas. CONSULTANOS