

TABLA DE TRANSFERENCIA ERGO 815066 190 KG

Tabla de transferencias 815066. Resistente (hasta 190 kg) y funcional

[Saber Más](#)

Referencia: 12323

Precio: €59.00

Categorías: [AYUDAS PARA TRANSFERENCIAS](#)



Descripción

Su forma curvada hace que sea más fácil girar los obstáculos. Está equipado con 2 orificios para colgar los tubos de la silla. La parte inferior está reforzada para adaptarse a personas más pesadas. Los 2 extremos de la parte inferior están sobremoldeados con un material antideslizante que permite la transferencia desde superficies lisas. Dimensiones : Largo 76 x ancho 24,5 x espesor 1,2 cm. Peso 1,9 kg. Color azul-gris.