



## TABURETE DE DUCHA CON REPOSABRAZOS EA205

Taburete de ducha con reposabrazos. Los reposabrazos dan mayor seguridad al usuario. Recubiertos de goma para mayor capacidad antideslizante.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 9895

**Precio:** €45.00

**Categorías:** [SILLAS Y TABURETES DE DUCHA](#)

### Descripción

El taburete tiene patas regulables en altura (55-68cm). Las conteras de caucho ofrecen una gran seguridad antideslizante. El montaje del taburete es muy fácil y sin herramientas. Los tornillos llevan un pomo incorporado para una mayor facilidad en el montaje. El taburete está fabricado en aluminio y plástico. Características: - Ancho de asiento: 40 cm - Fondo de asiento: 33 cm - Ancho total de la silla: 54 cm - Peso máximo usuario: 120 kg