



TABURETE PARA DUCHA ETAC SWIFT AD830 GRADUABLE

Taburete de ducha etac swift AD830. Taburete de gama alta, resistente y con muy buenos acabados. Se le puede incorporar reposabrazos y respaldo.

[Saber Más](#)

Referencia: 3160

Precio: Desde: €80.00

Categorías: [SILLAS Y TABURETES DE DUCHA](#)

Descripción

Medidas: Ancho asiento: 46 cm Fondo: 41 cm Altura asiento: 42 - 57 cm Ancho total: 54 cm Fondo total: 50 cm
Peso total: 3.1 kg Capacidad: 130 kg