



TENSIOMETRO DE MUÑECA INALAMBRICO BLUETOOTH IHEALTH

Tensiómetro de muñeca inalámbrico bluetooth. Se conecta a un smartphone android y, mediante una aplicación gratuita permite el control de la tensión arterial de forma rápida y segura. Incluye batería de litio recargable.

[Saber Más](#)

Referencia: 1093

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [TENSIÓMETROS](#)

Descripción

Especificaciones del producto: Nombre del producto: tensiómetro de muñeca inalámbrico. Modelo de producto: BP7. Clasificación: alimentación interna, parte aplicada de tipo B, IPX0, sin protección AP ni APG, funcionamiento continuo. Comunicación inalámbrica: Bluetooth 3.0 + EDR Class 2 SPP. Dimensiones del dispositivo: 72 mm x 74 mm x 17,6 mm. Circunferencia del manguito: 13,5 cm - 22 cm Peso: 105g, (± 5 g). Método de medición: método oscilométrico, inflado y medición automáticos. Alimentación: CC: 5 V, 1,0 A, Batería: 1x3,7V Li-ion de litio 400 mAh. Intervalo de presión del manguito: 0-300 mm Hg. Precisión de la presión: ± 3 mm Hg Intervalo del pulso: 40-180 latidos/min, precisión: $\pm 5\%$. Temperatura de funcionamiento: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$. Humedad de funcionamiento: $< 90\%$ HR. Temperatura de almacenamiento y transporte: $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$. Humedad de almacenamiento y transporte: $< 95\%$ HR.