

TENSIOMETRO DIGITAL DE PULSERA PARA VIAJE



El tensiometro digital de muñeca es muy compacto, de fácil utilización y transporte. Ideal para viaje. Muestra de forma simultánea la medición de la frecuencia cardíaca sistólica, diastólica, el pulso, fecha/hora y detección de arritmias.

[Saber Más](#)

Referencia: 10231

Precio: €36.90

Categorías: [TENSIÓMETROS](#)

Descripción

Dispone de memoria para 1 usuario. Con 120 memorias totales. Método de lectura oscilométrica. Promedio de las 3 últimas mediciones. Indicación de la medición según el estándar internacional (WHO/OMS). Brazaletes con cierre de velcro y inflación automática. Incluye cajita para su transporte. Características: Dimensiones pantalla: 2,1" Dimensiones tensiómetro: 84 x 64 x 29 mm Tipo de batería: 2 pilas 1,5V tipo AAA Duración de las baterías: aproximadamente 2 meses con 3 mediciones al día