

# TENSIOMETRO ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE 1 TUBO GRANDE EYD10002



Tensiómetro esfigmomanómetro 1 tubo palmar con gran manómetro de 67 mm de diámetro. Se infla y desinfla con una sola mano. Pera de goma ergonómica gris. Brazaletes para circunferencias de 26 a 36 cm de brazo. Incluye bolsa de transporte.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 759

**Precio:** €29.00

**Categorías:** [TENSIÓMETROS](#)

## Descripción

Tensiómetro esfigmomanómetro 1 tubo palmar con gran manómetro de 67 mm de diámetro. Se infla y desinfla con una sola mano. Pera de goma ergonómica gris. Brazaletes para circunferencias de 26 a 36 cm de brazo. Incluye bolsa de transporte. Rango de presión de 0 a 300 mmHg Conforme EN 1060-1-2 Precisión testada Muy buena relación calidad/precio