

TENSIOMETRO M3 COMFORT OMRON

Tensiómetro Omron M3, con brazalete comfort (de 22 a 42 cm de contorno de brazo). Tecnología intellisense, detecta arritmias y movimiento corporal que pueda afectar a la medida. Rápido y preciso.

[Saber Más](#)

Referencia: 1027

Precio: €69.00

Categorías: [TENSIÓMETROS](#)



Descripción

Monitor de brazo completamente automático, tecnología Intellisense, inflado rápido, cómodo e indoloro. Alimentación por pilas (incluidas) o por corriente eléctrica (transformador vendido por separado) Clínicamente validado según el Protocolo Internacional Características Técnicas - Manguito para tallas Mediana y Grande (22-42 cm) - Indicadores LED de presión arterial alta y ajuste correcto del manguito - Detector de arritmias y movimiento corporal- 2 usuarios, 60 memorias por usuario y promedio de las 3 últimas mediciones - Validez clínica- Clínicamente validado según el Protocolo Internacional de la Sociedad europea de Hipertensión: "Certificado de Equivalencia con el M6 AC (HEM-7322-E) ESH-IP2 Validation of the OMRON M6 AC (HEM-7322-E) upper arm blood pressure monitor, in oscillometry mode, for clinic use and self measurement in a general population, according to the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010 Hakuo Takahashi, Toyohiko Yokoi and Masamichi Yoshika". Indicaciones- Guía de ajuste del manguito: Indica si éste está correctamente ajustado. - Detección de pulso irregular.- Validado clínicamente. - Detección de movimiento corporal.- Promedio de tres lecturas consecutivas en los últimos 10 minutos. - Capacidad de memoria para dos usuarios. - Presión arterial: Indicador del nivel de presión arterial. Utilización Recomendado para uso particular por su excelente relación calidad / precio.El uso al que está destinado este producto está diseñado para medir la presión arterial y el pulso de personas cuyo brazo esté dentro de las medidas recomendadas para el manguito, y siguiendo las instrucciones del manual.