



# TRAPECIO PARA CAMA AD 950 DESMONTABLE

Trapecio incorporador para cama desmontable. Altura graduable mediante correa. Base en H que ofrece máxima estabilidad que queda oculta bajo la cama. Diseñado para ayudar a las personas a sentarse en la cama.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1096

**Precio:** €129.00

**Categorías:** [ACCESORIOS PARA CAMA](#)

## Descripción

Trapecio incorporador para cama desmontable. Altura graduable mediante correa. Base en H que ofrece máxima estabilidad que queda oculta bajo la cama. Diseñado para ayudar a las personas a sentarse en la cama. peso máximo soportado: 90 kg peso total: 11kg Altura: 170 cm Ancho total base: 75 cm Largo total base: 82 cm