



TRAPECIO PARA CAMA UNIVERSAL FIJACION A SOMIER EA408/C

Trapecio para cama universal. Se fija a la barra lateral del somier mediante un anclaje metálico. Construcción muy sólida.

[Saber Más](#)

Referencia: 4292

Precio: €129.00

Categorías: [ACCESORIOS PARA CAMA](#)

Descripción

Trapecio incorporador para cama universal. Para barras de somier de hasta 6,5 cm de alto. Buena solución para camas articuladas que no disponen de trapecio fabricado por el mismo fabricante de la cama. Trapecio para cama pintado en epoxi beige. Adaptable a la mayoría de los somiers. De fácil colocación con un simple anclaje. Ideal para ayudar a incorporarse o a darse la vuelta al paciente, sin necesidad de la ayuda de otra persona. Triángulo y cincha incluidos. El diseño actualizado del modelo no coincide exactamente con la imagen. (adjuntamos imagen del triángulo y terminación del modelo comercializado)