



# WALKER CORTO AIRCAST AIRSELECT TALLA

Walker neumático AIRCAST, indicado para fracturas metatarsales estables o tras el uso del yeso. Al tratarse de un producto que requiere prescripción y adaptación, este artículo no admite la entrega a domicilio.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1411

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [ORTESIS DE PIE Y TOBILLO](#)

## Descripción

Permite ajustar la presión y ajuste mediante dos cámaras de aire. Tallas en función del nº de pie talla S: 35,5-39,5 talla M: 39,5 -43 talla L: 43- 47 Financiable por Catsalut con receta PAO de ortopedia