

# ZAPATO ALLROUND SHOE DARCO ULCERAS 1 UNIDAD



Calzado especialmente diseñado para pie ulcerado o con riesgo de ulceración. Suela en balancín de poco peso, totalmente acolchado y con plantilla extraíble gruesa para poder hacer modificaciones o colocar plantillas especiales.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 5490

**Precio:** €36.00

**Categorías:** [CALZADO GERIATRICO Y ESPECIAL](#)

## Descripción

Indicaciones: Para el tratamiento postoperatorio Para el tratamiento de las úlceras Artritis Pie de categoría de riesgo 0, 1, 2 según directiva de la Sociedad Alemana para la Diabetes (DDG) TALLAS: 6 tallas: XS (37 - 38), S (39 - 40), M (41 - 42), L (43 - 44), XL (45 - 46), XXL (47 - 48) Color: negro Modo de acción: Estabilidad, descarga de la presión y reducción del choque después de una intervención quirúrgica y en otras úlceras en el pie La plantilla interior extraíble deja espacio para plantillas (también suelas interiores adaptadas para diabéticos) La abertura ancha permite llevar vendajes voluminosos Propiedades: Allround Shoe - calzado perfecto después de una intervención o en caso de otras úlceras en el pie Material repelente al agua y a la suciedad y duradero Tejido de nilón transpirable Zona de confort sin costuras Plantilla interior extraíble Suela continua La entresuela (gris claro) ofrece estabilidad Suela amortiguadora (gris oscuro) Perfil bajo - no es necesario compensar la altura Apto para el pie derecho e izquierdo Descripción: El zapato postquirúrgico cerrado para ulcerados "AllRound Shoe®" es el calzado perfecto después de una intervención o en caso de otras úlceras en el pie. La entrada ancha hace que el volumen del vendaje ya no sea relevante, y permite la cómoda colocación del zapato. Gracias a las dos durezas Shore diferentes, la suela ofrece una estabilidad y una amortiguación altas. Además, la suela interior es antideslizante.