



ZAPATO POSTQUIRURGICO SOPORTE EN TALO CP02 ESCOGER TALLA

Zapato postquirúrgico con soporte en talo. Evita cargar la parte delantera del pie tras procesos quirúrgicos o lesiones. Venta por unidades. Color negro. Bilateral, sirve para pie derecho e izquierdo.

[Saber Más](#)

Referencia: 1843

Precio: €24.90

Categorías: [CALZADO GERIATRICO Y ESPECIAL](#)

Descripción

Fabricado bajo una horma neutra pudiendo adaptarse tanto para el pie izquierdo como derecho, suela antideslizante y sistema de cierre velcro que permite la adaptación en pies con grandes deformidades o con vendajes postoperatorios. Confeccionado en material transpirable y sin puntera, idóneo para la cirugía de dedos y antepié, con refuerzo rígido en el talón, ideal para problemas en la zona del calcáneo. Especialmente indicado cuando el vendaje produce una inmovilización tibio-tarsiana permitiendo la carga y la marcha desde la fase de apoyo hasta la fase de despegue. Ligera alineación en talo. TALLAS: (Nº DE CALZADO) 0 33-35 1 36-38 2 39-40 3 41-42 4 43-45